

Ropox Strygebræt

Brugermanual og Montagevejledning

Denne vejledning skal altid ledsage produktet

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
BRUGERVEJLEDNING	3
MONTAGEVEJLEDNING	10
SERVICEINFORMATION	15
RESERVEDELE	16
CE-MÆRKNING	17
REKLAMATION	19

Brugervejledning

Generel produkt information

Ropox Strygebræt er et væghængt, opklappeligt strygebræt, som er optimeret til kørestolsbrugere. Kan kombineres med Ropox Højdejustering til Strygebræt, som købes separat.

Tekniske data


Produktnavn:	Ropox Strygebræt	
Varenumre:	10-78500	Ropox Strygebræt
		
Tilbehør:	10-78510	Ropox Højdejustering til Strygebræt
Materialer:	Stål Dækplader Aluminium Strygebrætsplade	Overfladebehandlet stål PA og ABS Overfladebehandlet aluminium Melamin
Overfladebehandling:	Pulverlakering Blåkromat	
Maks. belastning:	Iht. DS/EN 12182 er max brugervægt 25 kg	
Egenvægt:	10-78500	4 kg
	10-78510	3 kg
Anvendelsestemperatur:	10-40° C	
Luftfugtighed:	5-85 % (ikke kondenserende)	
Producent:	Ropox A/S DK-4700 Næstved, Tlf.: +45 55 75 05 00 E-mail: info@ropox.dk	




Dette produkt er CE-mærket og testet i henhold til de europæiske standarder for hjælpemidler til handicappede DS/EN ISO 12182. Er fremstillet i henhold til relevante krav i Direktiv 93/42/EEC vedrørende medicinsk udstyr og ligger i laveste risikoklasse 1.

Målskitser

10-78500 - fastmonteret



10-78500 og 10-78510 - Højdejusterbar



Anvendelse

10-78500

Strygebrættet er væghængt og helt uden generende ben eller afstivninger, hvilket giver maksimal udnyttelse af strygebrættet både siddende og stående. Da brættet kan klappes op af væggen og ikke optager plads i rummet, giver det mulighed for at personer med nedsat funktionsevne nemt og hurtigt kan bruge brættet i dagligdagen, uden hjælp.



10-78510 (Tilbehør)

Enheden anvendes til at højdejustere strygebrættet. Den er designet til nem og enkel justering uden brug af værktøj. Højden kan indstilles ved at trække ud i håndgrebet og herefter placere strygebrættet i den højde man ønsker. Strygebrættet låser automatisk når håndgrebet slippes.

Strygebrættet kan justeres 170mm, med trin på 17mm, ved at trække ud i håndgrebet.



Brugervejledning

Rengøring

Ved anvendelse kan der fremkomme tilsmudsning. Det er yderst vigtigt, at enheden rengøres ifølge denne vejledning.

Ropox Strygebræt og Højdejustering til Strygebræt må tørres over med en opvredet klud med lunkent vand og almindelige rengøringsmidler. Undgå at benytte ætsende/slibende væsker eller slibende klude, børster og svampe.

Desinfektion kan gøres med gængse desinfektionsmidler.

Label

Hver enhed har sin egen label som vist. Denne label indeholder vigtig information, som skal opgives ved henvendelse til leverandøren.



Symboloversigt:



Brugermanualen skal gennelæses inden brug.



Affald skal sorteres – om muligt til genbrug.



Ropox er fabrikant af det aktuelle produkt.



CE-mærkning. Dette produkt opfylder kravene til *General Safety and Functionality* i de relevante EU-direktiver og standarder.

Sikker anvendelse


- Ropox Strygebræt og Ropox Højdejustering til Strygebræt må kun anvendes af personer, som har læst og forstået denne instruktion.
- Enhver anvendelse skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skader på personer eller ejendom. Det er personen, som betjener Ropox Strygebræt og Ropox Højdejustering til Strygebræt, der har ansvaret for, at ingen kommer til skade.
- Enhver forandring, som kan påvirke dens virkemåde eller opbygning, er ikke tilladt på Ropox Strygebræt og Ropox Højdejustering til Strygebræt
- Installation, service og reparationer må kun udføres af personale, som har tilstrækkelig kompetencer.
- Ved inspektioner, service eller reparationer skal enheden frigøres for last.

Montagevejledning

Installationsinformation

Placering af huller

Anbefalede placeringer af strygebrættet er baseret på menneskets gennemsnits mål. Alle mål er angivet i mm og ud fra en fast højde til toppen af strygebrættet. Hvis dette mål ønskes ændret, skal de anbefalede mål tilsvarende ændres.



* Hvis dette mål ønskes ændret, skal de anbefalede mål tilsvarende ændres.

Det skraverede område angiver minimumsområde for forstærkning i væg. Forstærkning lægges med fordel fra gulv til loft. Hullerne måles ud fra de øverste huller og placeringen afhænger af brugeren og om der er tilkøbt højdejustering.

Væggen skal være af skruefast materiale godkendt til vådrum. Enheden leveres med et sæt (6 stk. eller 8 stk. ved højdejustering) skruer og rawlplugs, som er beregnet for montage på en betonvæg. Montøren skal altid vurdere væggen materiale, beskaffenhed og styrke og anvende egnede skruer og rawlplugs til denne givne type væg.

Max brugervægt iht. DS/EN 12182: 25 kg

Max træk i øverste skruer: 20 kg

Montagevejledning


10-78500

OBS:

Skruemontage i væg skal altid ske i hensyn til væggens pågældende styrke og beskaffenhed. Medfølgende skruer er kun vejledende for opsætning på en forstærket væg med henblik på de angivne max skruebelastninger i montagemanualen.

OBS:

Placeringen af øverste huller er angivet under installationsgrænseflader



Montagevejledning

10-78500 + 10-78510

OBS:


10-78510 er tilbehør som kan købes separat

OBS:

Skruemontage i væg skal altid ske i hensyn til væggens pågældende styrke og beskaffenhed. Medfølgende skruer er kun vejledende for opsætning på en forstærket væg med henblik på de angivne max skruebelastninger i montagemanualen.


OBS:



Placeringen af øverste huller er angivet under installationsinformation



Anbefalet:
8 x 7,5x72
8 x rawlplugs

Montagevejledning





Serviceinformation

Vedligeholdelse



Inspektioner, service og reparationer skal udføres af kompetent personale

Ropox Strygebræt og Ropox Højdejustering til Strygebræt er vedligeholdsfri. Smøring af bevægelige dele er foretaget for hele stallets levetid. Af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige årsager anbefaler vi et årligt eftersyn.


Serviceeftersyn

Efter en måned

Check: Montering af bolte og skruer
 At Ropox Strygebræt nemt kan op- og nedklappes.
 At Ropox Højdejustering til Strygebræt nemt kan justeres op og ned 120mm.


Reserve dele

10-78500



Del nummer	Beskrivelse	Varenr.
44	Strygebrætsplade samlet	10*78500-059

10-78510-2



Del nummer	Beskrivelse	Varenr.
1	Kappe	40*40907-081
2	Knop	40*43043-027



EU – Overensstemmelseserklæring

Undertegnede erklærer hermed, at følgende produkter:

Ropox Strygebræt

Varenumre: 10-78500, Ropox Strygebræt

Ropox Højdejustering til Strygebræt

Varenumre: 10-78510, Ropox Højdejustering til Strygebræt

Alle er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:


DIREKTIVER

Direktiv for medicinsk udstyr 93/42/EEC (Risikoklasse 1)

STANDARDER

DS/EN 1041: 2009	Oplysninger leveret af fabrikanten af medicinsk udstyr
DS/EN 12182: 2012 :	Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse - Generelle krav og prøvningsmetoder Generelle krav og prøvningsmetoder
DS/EN 14971: 2012 :	Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikoledeelse i forbindelse med medicinsk udstyr
DS/EN 9999: 2011:	Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse - Klassifikation og terminologi

Dato: 20-06-2016



Tommy Jensen
Adm. direktør

Reklamation

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk



ROPOX A/S


Ringstedgade 221

DK – 4700 Næstved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.dk



Ropox Ironing Board and Height Adjustment Unit for Ironing Board User Manual and Mounting Instructions

Keep this manual with the product at all times



Contents

CONTENTS	21
USER MANUAL	22
MOUNTING INSTRUCTIONS	29
SERVICE INFORMATION	31
SPARE PARTS	30
CE MARKING	36
COMPLAINTS	37

User manual

General product information

Ropox Ironing Board is a wall-mounted, fold-up ironing board ideal for wheelchair users. It may be combined with the Ropox Height Adjustment Unit for Ironing Board, which is available as an option.

Technical data

Product name:	Ropox Ironing Board	
Item number:	10-78500	Ropox Ironing Board
		
Accessory:	10-78510	Ropox Height Adjustment Unit for Ironing Board
Materials:	Steel Cover plates Aluminium Board	Surface-treated steel PA and ABS Surface-treated aluminium Melamine
Surface treatment:	Powder-coating Blue chromate	
Max. load:	According to DS/EN 12182 the max. load is 25kg (55lbs)	
Self-weight:	10-78500	4kg (8lbs 13oz)
	10-78510	3 kg (6lbs 10oz)
Application temperature:	10-40° C (50-104° F)	
Air humidity:	5-85 % (non-condensing)	
Manufacturer:	Ropox A/S DK-4700 Næstved, Tel: +45 55 75 05 00 E-mail: info@ropox.dk	




This product has CE marking and has been tested according to the European standard for assistive technology products DS/EN ISO 12182. The product meets the relevant requirements of the Medical Devices Directive No.93/42/EEC and is in the lowest risk class 1.


User manual

Dimension drawings

10-78500 – fixed height



10-78500 and 10-78510 – height adjustable



Application

10-78500

The ironing board is wall-mounted. It has no inconvenient legs or braces and is therefore ideal for seated as well as standing users. As it may be folded up against the wall when not in use, persons with functional disabilities may easily use the ironing board without help.



10-78510 (accessory)

The unit is used to adjust the height of the ironing board and has been designed to ensure easy adjustment without the use of tools. The height may be adjusted by pulling the handle and placing the ironing board in the required height. The ironing board is locked automatically when you let go of the handle.

The height may be adjusted 170mm (6 5/7in) at increments of 17mm (4/6in) by pulling the handle.



User manual

Cleaning

The ironing board may get dirty during use and it is very important to clean it according to these instructions.

Simply wipe the Ropox Ironing Board and Height Adjustment Unit with a wrung cloth with lukewarm water and a customary cleaning agent. Do not use etching/grinding liquids or grinding cloths, brushes or sponges.

Disinfection of the product may be made using customary disinfectants.

Label

Each product has a label of its own. This label contains important information to be stated in connection with inquiries to the manufacturer.



Symbols:



The user manual must be read prior to use.



Waste must be sorted – if possible, for recycling.



Ropox is the manufacturer of this product.



CE marking. This product meets the requirements for *General Safety and Functionality* of the relevant EU Directives and Standards.

Safety in use

- Ropox Ironing Board and Ropox Height Adjustment Unit for Ironing Board should only be operated by persons who have read and understood these instructions.
- Always use the ironing board in a manner excluding the risk of damage to persons or property. The person operating the ironing board is responsible for avoiding damage or injury.
- Modifications, which may influence the operation or construction of the Ropox Ironing Board, are not allowed.
- Installation, service and repairs should only be carried out by competent personnel.
- During inspections, service or repairs, load must be removed from the ironing board.


Mounting instructions

Installation information

Location of holes

The location of the ironing board is based on human average measurements.

All dimensions are in mm/inches. If this height of the board is changed, the recommended dimensions must be changed accordingly.



The hatched area is the minimum area for reinforcement of the wall. Reinforcement from floor to ceiling is advisable. The holes are measured on the basis of the upper holes and the location depends on the user and whether a height adjustment unit is installed.

The wall must be made of a material suitable for screw mounting and approved for damp rooms. The product is provided with a set of six or eight (for height adjustment) screws and rawplugs suitable for mounting on a concrete wall. The fitter should always consider the material, condition and strength of the wall and use screws and rawplugs suitable for the specific wall type.

Max load according to DS/EN 12182: 25kg (55lbs)

Max tensile load of upper screws: 20kg (44lbs)

Mounting instructions


10-78500

Note:

Mounting of screws in the wall must always be made considering the strength and condition of the specific wall. The screws provided are intended as a guide for mounting on a reinforced wall considering the max. screw loads stated in the mounting instructions.

Note:

For location of the upper holes, see installation interfaces



Mounting instructions

10-78500 + 10-78510

Note:


10-78510 is an accessory and can be purchased separately.

Note:

Mounting of screws in the wall must always be made considering the strength and condition of the wall. The screws provided are intended as a guide for mounting on a reinforced wall considering the max. screw loads stated in the mounting instructions.


Note:


For location of the upper holes, see installation information.



Recommended:
8 x 7,5x72
8 x rawlplugs

Mounting instructions





Service information

Maintenance



Inspections, service and repairs must be carried out by competent personnel

Ropox Ironing Board and Ropox Height Adjustment Unit for Ironing Board are maintenance-free. Moving parts have been lubricated for life. For reasons of safety and reliability, we recommend an annual performance test.


Service inspection

After one month

Check: that bolts and screws have been securely tightened
 that the ironing board can easily be folded up and down.
 that the height adjustment unit can easily be adjusted 120mm (4 $\frac{3}{4}$ ") upwards
 and downwards.


Spare parts

10-78500



Part number	Description	Item number
44	Ironing board assembled	10*78500-059

10-78510-2



Part number	Description	Item number
2	Knob	40*43043-027
1	Cover plate	40*40907-081



EU – Declaration of Conformity

I, the undersigned, hereby declare that the following products:

Ropox Ironing Board

Item number: 10-78500, Ropox Ironing Board

Ropox Height Adjustment Unit for Ironing Board

Item number: 10-78510, Ropox Height Adjustment Unit for Ironing Board

conform to the following Directives and Standards:


DIRECTIVES

Medical Devices Directive No. 93/42/EEC (risk class 1)

STANDARDS

DS/EN 1041: 2009	Information supplied by the manufacturer of medical devices.
DS/EN 12182: 2012	Assistive devices for persons with functional disabilities – General requirements and test methods.
DS/EN 14971: 2012	Medical devices – The use of risk management in connection with medical devices.
DS/EN 9999: 2011:	Assistive devices for persons with functional disabilities - Classification and terminology.

Date: 20-06-2016



Tommy Jensen
Adm. direktør

Complaints

See General Terms of Sale and Delivery on www.ropox.dk



ROPOX A/S


Ringstedgade 221

DK – 4700 Næstved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.dk



Ropox Bügelbrett und Ropox Höhenverstelleinheit für Bügelbrett

Benutzerhandbuch und Montageanleitung

Verbleibt beim Produkt



Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	39
BENUTZERHANDBUCH	40
MONTAGEANLEITUNG	47
SERVICEINFORMATIONEN.....	53
ERSATZTEILE	54
CE-KENNZEICHNUNG	55
REKLAMATION	56

Allgemeine Produktinformation

Ropox Bügelbrett ist wandmontiert und hochklappbar und somit für Rollstuhlfahrer ideal. Kann mit Ropox Höhenverstelleinheit für Bügelbrett kombiniert werden, die als Zubehör erhältlich ist.

Technische Daten


Produktname:	Ropox Bügelbrett	
Warennummer:	10-78500	Ropox Bügelbrett
		
Zubehör:	10-78510	Ropox Höhenverstelleinheit für Bügelbrett
Materialien:	Stahl Abdeckplatten Aluminium Bügelbrettplatte	Oberflächenbehandelter Stahl PA und ABS Oberflächenbehandeltes Aluminium Melamin
Oberflächenbehandlung:	Pulverlackierung Blauchromat	
Max. Belastbarkeit:	Gemäß DS/EN 12182 ist die max. Belastbarkeit 25 kg	
Eigengewicht:	10-78500	4 kg
	10-78510	3 kg
Anwendungstemperatur:	10-40° C	
Luftfeuchtigkeit:	5-85 % (nicht kondensierend)	
Hersteller:	Ropox A/S DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 E-mail: info@ropox.dk	




Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung und ist gemäß der europäischen Norm für Hilfsmittel für Behinderte DS/EN ISO 12182 geprüft worden. Das Produkt entspricht den relevanten Anforderungen der Richtlinie über Medizinprodukte Nr. 93/42/EWG und gehört zur niedrigsten Risikoklasse 1.

Maßskizzen

10-78500 – Feste Höhe




10-78500 und 10-78510 – Höhe verstellbar



Anwendung

10-78500

Das Bügelbrett ist wandmontiert und hat keine Beine oder Absteifungen. Es ist somit für sitzende und stehende Benutzer ideal. Da es hochklappbar ist und keinen Platz aufnimmt, können funktionsbehinderte Personen das Bügelbrett ohne fremde Hilfe benutzen.



10-78510 (Zubehör)

Diese Einheit kommt zur Höhenverstellung des Bügelbretts zum Einsatz und bietet einfache Verstellung ohne Benutzung von Werkzeugen. Die Höhenverstellung erfolgt durch Ziehen des Handgriffes und Anbringung des Bügelbretts in der gewünschten Höhe. Das Bügelbrett wird durch Loslassen des Handgriffes automatisch verriegelt.

Die Höhe kann durch Ziehen des Handgriffes in Abständen von 17 mm um 170 mm verstellt werden.



Reinigung

Bei Benutzung kann Verschmutzung vorkommen. Immer das Bügelbrett gemäß dieser Anleitung reinigen.

Ropox Bügelbrett und Höhenverstelleinheit für Bügelbrett mit einem gewrungenen Lappen mit lauwarmem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen. Keine ätzenden/schleifenden Flüssigkeiten oder schleifenden Lappen, Bürsten oder Schwämme verwenden.

Desinfektion kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

Etikett

Jedes Produkt hat ein eigenes Etikett wie abgebildet. Dieses Etikett enthält wichtige Informationen, die bei Anfragen an den Lieferanten anzugeben sind.



Symbolübersicht



Das Benutzerhandbuch vor Ingebrauchnahme durchlesen.



Abfälle sortieren – wenn möglich für Recycling.



Ropox ist der Hersteller dieses Produktes.



CE-Kennzeichnung. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen an *General Safety and Functionality* der relevanten EU Richtlinien und Normen.

Sicherheitshinweise


- Ropox Bügelbrett und Ropox Höhenverstelleinheit für Bügelbrett dürfen nur von Personen bedient werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Das Bügelbrett immer so verwenden, dass Schäden an Personen oder Gegenständen vermieden werden. Die Person, die das Bügelbrett und die Höhenverstelleinheit bedient, ist für die Vermeidung von Schäden oder Verletzung verantwortlich.
- Änderungen, die auf die Funktion oder den Aufbau des Bügelbretts und der Höhenverstelleinheit einwirken können, sind nicht gestattet
- Montage, Wartung und Reparaturen dürfen nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.
- Bei Funktionsprüfungen, Wartung und Reparaturen darf das Bügelbrett nicht belastet sein.

Montageanleitung

Installationsinformationen

Anbringung der Löcher

Die Anbringung des Bügelbretts ist auf die durchschnittliche Körpergröße basiert. Alle Abmessungen sind in mm angegeben und basieren auf einer festen Höhe zur Oberkante des Bügelbretts. Wird diese Abmessung geändert, müssen die empfohlenen Abmessungen dementsprechend geändert werden.



Der schraffierte Bereich ist der Mindestbereich für Verstärkung der Wand. Verstärkung vom Fußboden bis zur Decke ist empfehlenswert. Die Löcher werden aufgrund der oberen Löcher gemessen und die Anbringung hängt vom Benutzer und dem Vorhandensein einer Höhenverstelleinheit ab.

Das Wandmaterial muss schraubenfest und für Nassräume zugelassen sein. Das Bügelbrett wird mit einem Satz von 6 Stück (8 Stück bei Höhenverstellung) Schrauben und Dübel für Montage an einer Betonwand geliefert. Der Monteur sollte immer das Material, die Beschaffenheit und die Stärke der Wand berücksichtigen und geeignete Schrauben und Dübel für den jeweiligen Wandtyp verwenden.

Max. Belastbarkeit gemäß DS/EN 12182: 25 kg

Max. Belastung der oberen Schrauben: 20 kg

Montageanleitung


10-78500

Achtung:

Schraubenmontage an der Wand muss immer unter Berücksichtigung der Stärke und Beschaffenheit der jeweiligen Wand erfolgen. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur richtunggebend für Montage an einer verstärkten Wand unter Berücksichtigung der angegebenen max. Schraubenbelastungen der Montageanleitung.

Achtung:

Für Anbringung der oberen Löcher siehe Installationsinformationen.




Montageanleitung

10-78500 + 10-78510

Achtung:
10-78510 kann als Zubehör separat gekauft werden.


Achtung:
Schraubenmontage an der Wand muss immer unter Berücksichtigung der Stärke und Beschaffenheit der jeweiligen Wand erfolgen. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur richtunggebend für Montage an einer verstärkten Wand unter Berücksichtigung der angegebenen max. Schraubenbelastungen der Montageanleitung..



Achtung:
Für Anbringung der oberen Löcher siehe Installationsinformationen.



Empfohlen:
8 x 7,5x72
8 x Dübel

Montageanleitung





Serviceinformationen

Wartung



Funktionsprüfungen, Wartung und Reparaturen müssen von kompetentem Personal durchgeführt werden.

Ropox Bügelbrett und Ropox Höhenverstelleinheit für Bügelbrett sind wartungsfrei. Bewegliche Teile sind dauergeschmiert. Aus Sicherheits- und Betriebssicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Funktionsprüfung.


Überprüfung

Nach einem Monat

Überprüfen, ob Bolzen und Schrauben fest angezogen sind,
ob das Bügelbrett leicht auf- und abgeklappt werden kann,
ob sich die Höhenverstelleinheit 120mm auf- und abwärts bewegen kann.


Ersatzteile

10-78500



Teilnummer	Beschreibung	Warennummer
44	Bügelbrettplatte zusammengebaut	10*78500-059

10-78510-2



Teilnummer	Beschreibung	Warennummer
2	Knopf	40*43043-027
1	Abdeckung	40*40907-081

EU – Übereinstimmungserklärung



Der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass folgende Produkte:

Ropox Bügelbrett

Warennummer: 10-78500, Ropox Bügelbrett

Ropox Höhenverstelleinheit für Bügelbrett

Warennummer: 10-78510, Ropox Höhenverstelleinheit für Bügelbrett

den untenstehenden Richtlinien und Normen entsprechen:


RICHTLINIEN

Richtlinie über Medizinprodukte Nr. 93/42/EWG (Risikoklasse 1)

NORMEN

DS/EN 1041: 2009	Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller von Medizinprodukten.
DS/EN 12182: 2012	Hilfsmittel für funktionsbehinderte Personen - Allgemeine Anforderungen und Prüfmethode.
DS/EN 14971: 2012	Medizinprodukte – Anwendung von Risikomanagement in Verbindung mit Medizinprodukten.
DS/EN 9999: 2011	Hilfsmittel für funktionsbehinderte Personen - Klassifikation und Terminologie.

Datum: 20-06-2016



Tommy Jensen
Adm. direktør

Reklamation

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221

DK – 4700 Næstved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.dk