

Smal vægplade 40-40906


Wall Plate, Wand montage platte

Montageanvisning

Mounting instructions

Montageanleitung

Ropox Straight, DS 3028



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DS 3028

** Ved forskellige brugere anbefales højden af toiletstøtten til 800mm.

Dette betyder at H = 980mm

*** Benyttes rejse/sættebeslaget anbefales, at toppen af dette placeres i 800mm over gulv. **Dette betyder at H = 850mm**



* According to the DS 3028

** With various users a height of 800mm is recommended.

In this case H = 980mm

*** If Get up/sit down fitting is used it is recommended that the top is placed 800mm above floor. **In this case H = 850mm**




* Nach der DS 3028 (Dänischer Standard)

** Bei verschiedenen Benutzern empfehlen wir eine Toilettenstützenhöhe von 800mm. **Dies bedeutet, dass H = 980mm**

*** Wird die aufsteckbare Aufstehhilfe benutzt, empfehlen wir, eine Gesamthöhe von 800mm. **Dies bedeutet, dass H = 850mm**

Ropox Straight, DIN 18040-1 (Tyskland – Germany – Deutschland)

Center afstand – Center distance - Achs-Maß



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DIN 18040-1

** Ved forskellige brugere anbefales højden af toiletstøtten til 800mm.

Dette betyder at H = 980mm

*** Benyttes rejse/sættebeslaget anbefales at toppen af dette placeres i 800mm over gulv. **Dette betyder at H = 850mm**



* According to the DIN 18040-1

** With various users a height of 800mm is recommended.

In this case H = 980mm

*** If Get up/sit down fitting is used it is recommended that the top of this is placed in 800mm above the floor. **In this case H = 850mm**



* Nach DIN 18040-1:


Der lichte Abstand zwischen den Stützklappgriffen muss 65 cm– 70 cm betragen.

** Bei verschiedenen Benutzern empfehlen wir eine Toilettenstützenhöhe von 800mm. **Dies bedeutet, dass H = 980mm**

*** Bei Einsatz der Aufstehhilfe empfehlen wir, eine Gesamthöhe von 800mm. **Dies bedeutet, dass H = 450mm**

!! Bitte prüfen Sie vor der Montage die individuellen Anforderungen!

Ropox Wave, DS 3028



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DS 3028

** Ved forskellige brugere anbefales 710mm.

Dette betyder at H = 890mm



* According to the DS 3028

** With various users a height of 710mm is recommended.

In this case H = 890mm




* Nach der DS 3028 (Dänischer Standard)

** Bei verschiedenen Benutzern empfehlen wir eine Toilettenstützenhöhe von 710mm.

Dies bedeutet, dass H = 890mm

Ropox Wave, DIN 18040-1 (Tyskland – Germany – Deutschland)



Alle mål i mm

All measurements in mm

Alle Abmessungen in mm



* I henhold til DIN 18040-1

** Ved forskellige brugere anbefales 710mm. **Dette betyder at H = 890mm**



* According to the DIN 18040-1

** With various users a height of 710mm is recommended.

In this case H = 890mm



* Nach DIN 18040-1:

Der lichte Abstand zwischen den Stützklappgriffen muss 65 cm– 70 cm betragen.

** Bei verschiedenen Benutzern empfehlen wir eine Toilettenstützenhöhe von 710mm.

Dies bedeutet, dass H = 890mm

!! Bitte prüfen Sie vor der Montage die individuellen Anforderungen!



Pladsbehov for dækkappen




Space requirements for the cover




Platzbedarf für die Abdeckung




H	A	B
850mm	290-410mm	890-1010mm
890mm	330-450mm	930-1050mm
980mm	420-540mm	1020-1140mm



Ropox Straight & Wave



Ropox Straight & Wave





Montage i væg

Støtten leveres med et sæt (6 stk.) skruer og rawlplugs, som er beregnet for montage på en betonavæg. Montøren skal altid vurdere væggens materiale, beskaffenhed og styrke og anvende egnede skruer og rawlplugs til denne givne type væg.

Maximal belastning i øverste skruer er 72kg.
(for Ropox Toiletstøtter 40-40110, 40-40115, 40-40120 og 40-40125)

Maximal belastning i øverste skruer er 171kg.
(for Ropox Toiletstøtter 40-40140 og 40-40145)



Wall mounting

The screws and rawlplugs included are for mounting on a concrete wall. The installer must always examine the material, condition and strength of the wall and use appropriate screws and rawlplugs.

Maximum load in the top screws are 72kg.
(for Ropox Toilet Support Arms 40-40110, 40-40115, 40-40120 og 40-40125)

Maximum load in the top screws are 171kg.
(for Ropox Toilet Support Arms 40-40140 og 40-40145)



Montage an der Wand

Das Produkt wird mit 4 Schrauben und Dübel geliefert was für die Montage an einer Betonwand berechnet worden ist.

Der Monteur muss immer das Material, die Beschaffenheit und Stärke der Wand bewerten und geeignete Schrauben und Dübel, für diesen Typ Wand, anwenden.

Maximale Belastung der obersten Schrauben 72kg.
(für Ropox Toilettenstütze 40-40110, 40-40115, 40-40120 og 40-40125)

Maximale Belastung der obersten Schrauben 171kg.
(für Ropox Toilettenstütze 40-40140 og 40-40145)

Vedligeholdelse

Toiletstøtten er vedligeholdelses fri. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi dog jævnligt, at undersøge alle boltforbindelser og bevægelige dele for at sikre, at ingen dele er løse, og at befæstelser til væggen er intakte

Rengøring

Benyt ikke højtryks renser til rengøring af dette produkt. Produktet kan ikke vaskes i en vaskemaskine

Benyt blot en blød klud eller svamp med alm. sæbevand (pH 7), maks. 60°. Rengør altid produktet efter brug, derigennem forhindres snavs, at sætte sig fast på overfladerne.

VIGTIGT: Benyt ikke skurepulver eller andre slibende produkter, da de vil ridse overfladerne på dette produkt. Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærke syrer eller alkaliske produkter må IKKE benyttes.

Maintenance

The toilet supports are maintenance free. For safety reasons it is recommendable to check all mounting screws and moving parts to be sure all is tightened ok, and that all attachment to the wall is in correct and safe condition.

Cleaning

To clean this product, do not use a high-pressure washer. This product is not machine washable.

Simply use a soft cloth or sponge with soapy water (pH 7) of max 60°C. Always clean this product after use to prevent dirt from sticking to the surface.

Important:

Do not use scouring powder or other abrasives as they may scratch the surface. Also avoid the use of cleaning utensils with sharp edges. Never use strong mineral acids or alkali.

Wartung

Der Stützarm ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Schraubverbindungen und beweglichen Teile zur Sicherstellung, dass keine Teile lose sind.

Reinigung

Für die Reinigung dieses Produktes nie einen Hochdruckreiniger benutzen.

Das Produkt mit einem weichen Lappen oder Schwamm mit höchstens 60°C Seifenwasser (pH 7) reinigen. Um das Festsetzen von Schmutz auf der Oberfläche zu verhindern, das Produkt immer nach Gebrauch reinigen.

WICHTIG: Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen NICHT benutzt werden.

 **Reklamation**

Se Generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk

 **Complaints**

See General Terms of Sale and Delivery on www.ropox.com

 **Reklamation**

Siehe allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com