

”Den optimale vask til både  
siddende og stående brugere”



## ROPOX SLIMLINE VASK

### NÅR MAN GERNE VIL HAVE VASK OG SPEJL I EN SAMLET, SMAL OG ELEGANT LØSNING

Med SlimLine vasken får man spejl og vask i en samlet enhed, og derfor passer spejlet altid i højden, uanset om brugeren sidder i kørestol eller er stående. Højden justeres elektrisk ved et enkelt tryk på betjeningen, der sidder lige under spejlet og derfor altid er inden for rækkevidde.

Der er tre typer håndvaske at vælge imellem, og hver håndvask er særligt egnet til bestemte brugeres behov:

- **Standard:** En enkel og stilren vask til brugere uden særlige behov
- **Lige Support:** En vask med bedre tilgængelighed og integrerede greb, som øger sikkerheden, for brugere med nedsat funktionsevne
- **Hospital:** Porcelænsvask med indadbuget forkant til hospitalsmiljøer

Håndvaskene er nemme at installere, og derfor kan man udskifte håndvasken til en anden variant, hvis behovet ændres med tiden. SlimLine vaskene er lette at rengøre, så man kan holde et højt hygiejne-niveau.





# ROPOX SLIMLINE VASK

Højde justering: 70-100 cm

Max. brugervægt: 200 kg  
(iht. DS/EN17966-2016)

## VARIANT/MODEL



Kan leveres med eller uden vask.

Med vasken medfølger blandingsbatteri, fleksibelt vvs afløbskit og installationsafdækning.

## TILBEHØR




Fleksibelt VVS afløbskit  
V-nr.: 40-15612

Lysarmatur længde 600 mm  
u. el-stik  
V-nr.: 40-44182

Installationsafdækning  
SlimLine unit  
V-nr.: 40-15610

Håndbetjening med spiral for  
Slimline  
V-nr.: 40-15630

Overløbsprop  
V-nr.: 40-40935



**OBS!** Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: EN/EN17966-2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark · Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.com

**ROPOX**<sup>TM</sup>  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

No. 1962234 1217