

**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS



**krabat™**

**Pilot**

Et dynamisk kravlehjælpemiddel

## KRABAT PILOT



Krabat Pilot er et teknisk hjælpemiddel som støtter barnet på hænder og knæ, som er stadiet før barnet kravler og bevæger sig rundt.

Hjælpemidlet assisterer barnet i at løfte bækkenet, hvilket gør det lettere at placere knæene under hofterne.

Krabat Pilot kan indstilles som barnet vokser, eller deres aktivitetsniveau ændres. Hjælpemidlet kan både indstilles i højde og støttepladen kan justeres i længden. Det betyder, at Krabat Pilot kan passe til børn i et aldersspænd på ca. 1-5 år.

Hjælpemidlet har flere fordele. For eksempel:

- Er den enkel i brug
- Træner den skulderstabilitet
- Træner den ryg og nakkemuskelatur, hvilket er vigtigt for hovedkontrol
- Hjælp til vægtbæring i skulder- og hoftelid.

Der findes forskelligt tilbehør til Piloten. For eksempel kan man tilkøbe en Co-pilot - puder til knæene, specielt designet til at kravle. Den beskytter knæene og giver friktion på glatte overflader.

Herudover findes også en rygsele og en butterfly sele til støtte af barnet under brug.

### SPECIFIKATIONER, PILOT

Varenr.:	100-1001
HMI-nr.:	69882
Alder	7 mdr. til 5 år
Max. brugervægt	25 kg



Co-piloten er et tilbehør til Krabat Pilot hjælpemidlet. Den assisterer barnet i kravlefunktion.