

**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS



**krabat™**

# Pirat

Et hjælpemiddel til leg og træning i vand

## KRABAT PIRAT



Krabat Piraten er et flydende hjælpemiddel til træning, terapi og leg i vand. Det giver barnet mulighed for at være selvstændig og stimulerer barnets egen-aktivitet i vandet.

Piraten giver brugeren en mere rank og aktiv stilling - det medvirker et bedre udsyn for brugeren og bedre mulighed for kontakt til plejeren.

Flyde hjælpemidlet fås i to forskellige størrelser. Str. 1 passer til børn i alderen 2-8, og størrelse to passer til aldersspændet 8-15 år. Der findes forskellig positioneringsudstyr til hjælpemidlet, som kan hjælpe og støtte brugeren. Piraten kan bruges i ferskvand, pool og saltvand. Af hygiejniske grunde anbefales det at bruge transporttasken under transport.

### SPECIFIKATIONER, PIRAT STR. 1

Varenr.:	600-1103
HMI-nr.:	123156
Brystbredde	23 cm
Max. brugervægt	45 kg

### SPECIFIKATIONER, PIRAT STR. 2

Varenr.:	600-1104
HMI-nr.:	69880
Brystbredde	30 cm
Max. brugervægt	70 kg



Selen er et tilbehør til Krabat Pirat, som giver støtte til barnet.