

ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS



krabat™

Runner

Gåcykel/løbehjul til inde og ude

KRABAT RUNNER



Krabat Runner er et kombineret løbehjul og gåcykel til handikappede børn fra 4-8 år. Gåcyklen har 3 hjul, hvilket skaber en god stabilitet og gør hjælpemidlet sikkert at bruge for barnet.

Krabat Runner kan benyttes inde og ude, og er enkel at betjene for både bruger og ledsager. Gåcyklen er udstyret med en håndbremse på styret - denne betjenes af brugeren.

Gåcyklens sæde kan tages af, hvilket forvandler den fra en gåcykel til et løbehjul. Sæde og styr er højdejusterbart, hvilket gør at den kan tilpasses den individuelle bruger.

Hjælpemidlet vejer kun 6 kg uden sæde, og da den også kan klappes sammen er den virkelig let at transportere.

Til Krabat Runner findes et støttehåndtag, hvor en hjælper kan støtte til brugeren under brug.

SPECIFIKATIONER

Varenr.:	700-1114
HMI-nr.:	
Max. brugervægt:	35 kg
Vægt uden sæde:	6 kg
Anbefalet alder:	4-8 år

