



UNIKKE BORDLØSNINGER

OPTIMALE ARBEJDSSTILLINGER
- GØR DE ØJEBLIKKE VI DELER
ENDNU BEDRE!



BORDE DESIGNET TIL DINE BEHOV

Ropox' borde er designet til at tilgodese netop dine behov. Vi udvikler dem i samarbejde med både brugere, plejere og terapeuter for at sikre, at de opfylder de grundlæggende ergonomiske principper.

Det er nemlig din garanti for, at vores produkter giver dig en lettere og bedre hverdag.

Uanset om man skal bruge bordet til at læse, lege, arbejde eller træne ved, så lever vores brede udvalg af borde op til de fleste krav, fordi de er så fleksible, at de kan tilpasses den enkelte bruger og anvendes til mange forskellige formål.

Ved et Ropox-bord sidder man behageligt og afbalanceret, så man har mulighed for at udføre de daglige aktiviteter på en mere aktiv og selvstændig måde.

INDHOLD

- 05 VÆLG DET BORD, DER PASSER BEDST TIL DIG
Et bord kan gøre hele forskellen
- 07 SÅDAN FÅR DU DEN BEDSTE SIDDESTILLING
Passer til alle – uanset mobilitet
- 08 ROPOX VISION-BORDE
Funktion og design smeltet sammen
- 10 ROPOX ERGOBORDE
Passer til netop dine behov
- 12 ROPOX GRUPPEBORDE
Til de øjeblikke, vi deler
- 14 ROPOX TRÆNINGSBORDE
En følelse af sikkerhed og ro



ANBEFALINGER

Hvad siger kunderne?

Jane Brostrøm, mor til Maise

”Maises Ropox-bord er uundværligt for hende i skolen, fordi hun kan justere det, så det passer til hendes behov, uanset om hun sidder ned eller står op. Maise bruger korset, og derfor er det svært for hende at læne sig ind over bordpladen, men takket være bordpladens vippefunktion, kan

hun hæve bordet og holde sine papirer fast ved hjælp af en magnet.

Det betyder meget for Maise, at hun ikke skiller sig ud i klassen, og Ropox-bordet giver hende mulighed for at justere det, så det har den samme højde som de andre borde i klassen, og samtidig er hun stadig sikret den bedst mulige arbejdsstilling.”

VÆLG DET BORD, DER PASSER BEDST TIL DIG

Når man køber et nyt bord, er der nogle væsentlige faktorer, man bør tage højde for, så man er sikker på, at bordet lever op til ens ønsker og krav.

Hvor mange personer skal bruge bordet?

Hvis der kun er én person, der skal bruge bordet, bør man vælge det bord, som passer bedst til brugerens individuelle behov. Hvis der er flere brugere af bordet, bør man vælge et bord, som er nemt at justere i højden, og som samtidig har en størrelse, der passer til flere brugere og de fysiske færdigheder, som brugerne har. Desuden bør man overveje, om bordet skal have hjul, så man kan flytte det rundt. Det giver større fleksibilitet i hverdagen.

Er der særlige behov?

En god siddestilling kræver både et stabilt bord og stol; især for brugere med balancebesvær. Hvis bordet har hjul, er det vigtigt, at de er forsynet med bremses, så der ikke sker uheld.

Har brugeren nedsat syn eller måske begrænset rækkevidde, er borde med vipbare plader specielt designet til netop disse behov.

Er der nok benplads under bordet?

Det er vigtigt, at brugeren kan komme tæt på bordpladen, og kørestolsbrugere skal have nem adgang fra begge sider af bordet. Alle Ropox-borde har optimale adgangsmuligheder, fordi de er designet, så der ikke er tværstænger under bordpladen.

ET BORD KAN GØRE HELE FORSKELLEN

En behagelig og stabil siddestilling kan gøre en stor forskel i hverdagen. Børn, voksne, gangbesværede og personer med nedsat syn har alle forskellige ønsker og behov, men fordi vores borde er så fleksible, kan de indstilles til den bedst mulige siddestilling uanset brugerens fysiske færdigheder. Man kan nemlig justere bordene i højden, vælge mellem flere forskellige bordepladestørrelser og bordplader med eller uden vippefunktion.

Med det rigtige bord samt tilbehør, kan man både læse, arbejde eller lege uden besvær og få mest muligt ud af de daglige aktiviteter.

VALG AF BORD

BORDPLADE MED VIPPEFUNKTION


Bordplader med vippefunktion giver mulighed for at variere siddestilling.



Computerarbejde – Afslappet, tilbagelænet stilling ved anvendelse af bordets forreste del.



Skrive – Fremadlænet stilling ved anvendelse af midten af bordet.




Læse – Afslappet stilling ved anvendelse af bordpladen, som anbringes tæt på dig.

JUSTERING AF BORDHØJDEN

Med et højdeindstilleligt bord kan man nemt justere bordet, så det passer præcis til brugerens højde.



Barn



Voksen



Stående person

PASSER TIL ALLE – UANSET MOBILITET

Et bord er et samlingspunkt igennem hele vores liv. Det er der, vi taler, spiser, arbejder, leger og griner. Det er for unge, voksne og ældre, for gangbesværede og kørestolsbrugere, svagtsynede og andre personer – med eller uden funktionsnedsættelse.

Vores borde er skabt til alle livets øjeblikke, som vi deler med andre - uanset mobilitet. Derfor findes vores borde både i private hjem, på skoler, plejehjem, genoptræningscentre og hospitaler, og det er derfor, at vores produkter foretrækkes af brugerne, deres familier, plejere og terapeuter.



SÅDAN FÅR DU DEN BEDSTE SIDDESTILLING

For de fleste kan det være ubehageligt at sidde i den samme stilling i mere end 1-2 timer. Det skyldes, at siddestillingen er en af de hårdeste belastninger for lænden, skuldrene og nakken, og det kan medføre muskelsmerter.

Løsningen på en god og sund siddestilling er variation. Hvis man har nedsat funktionsevne - især hvis man er kørestolsbruger - kan det være svært at ændre siddestilling, men med det rigtige bord får man den støtte, man har brug for.

Når vi udvikler borde, gør vi vores ypperste for at designe et bord, hvor brugerne kan sidde behageligt og godt.

- Man får ekstra støtte til armene, og det letter presset på ryg og skuldre.
- Højdejusteringen forebygger smerter i skuldre og nakke.
- Med den vipbare bordplade får man papirer på bordet tættere på.
- MagRule-magneten holder papirerne fast på bordpladen – også selvom bordpladen er vipet.
- Man har nem adgang til bordet fra begge sider, da der ikke er tværstænger, som begrænser benpladsen under bordet.

Alle bordets detaljer og funktioner sikrer den bedst mulige siddestilling, uanset om man skriver, læser, leger eller bare slapper af ved bordet.

VISION-BORDETS FORDELE

Ropox' Vision-bordserie rummer et bredt udvalg af borde med mange individuelle justeringsmuligheder samt tilbehør.



Ropox arm supports



Elektrisk eller manuel højdejustering



Vision-bordplader

Vision-bordpladerne er forsynet med kontrastkant for svagtsynede samt indbyggede stålplader, så man kan placere MagRule-magneten, hvor man har brug for den.

ROPOX VISION-BORDE

FUNKTION OG DESIGN SMELTET SAMMEN

Vi mener, at et bord både skal være funktionelt og elegant på samme tid, og Vision-serien er indbegrebet af det princip. Designet er enkelt og stilfuldt og har alle de funktioner, man har brug for, til både arbejde, skole, leg og træning – blandt andet højdejustering, vipbar bordplade og en magnet, som holder papirer fast på bordpladen.

Med de ergonomiske armstøtter kan man aflaste underarmene, og de er også med til at støtte kroppen, så man får en balanceret siddestilling. Derudover er der masser af plads under bordet, så kørestolsbrugere kan sidde tæt ved bordet. Mange brugere vælger Vision-bordet på grund af det smarte design, de brugervenlige funktioner og de mange anvendelsesmuligheder.



Vision-serien er særligt velegnet til svagt-seende da man kan vippe bordpladen næsten helt op til lodret stilling. Det gør synsafstanden væsentlig kortere. Desuden er der indbygget sikkerhedsstop, så klemningsfare undgås, når bordpladen justeres.



ROPOX Vision-bord

- Bordpladen fås med en fastgjort og vipbar side med trinløs skræstillning (op til 74°). Den vipbar bordplade fås i midten, i venstre eller højre side.
- Fås i to højder (50-70 / 60-90 cm)
- Tre bordpladestørrelser (90x60, 120x60, 90x90 cm)
- Manuel eller elektrisk højdejustering
- Indbygget sikkerhedsstop på den elektriske vipbar bordplade
- Ingen tværstænger sikrer nem adgang for kørestolsbrugere og deres hjælpere
- Mulighed for bremsehjul



ROPOX Vision High-/Low-bord

- Et bord man kan sidde og stå ved
- Elektrisk højdejustering (62-127 cm)
- Fås med batteriløsning, så man slipper for ledninger
- Vipbar bordplade med stålindlæg
- Bordpladen indeholder stål, så MagRule-magneten kan placeres et vilkårligt sted og holde papirer fast
- Mulighed for bremsehjul



Med MagRule kan man placere sine ting et vilkårligt sted på bordet takket være de indbyggede stålindlæg.



Indbyggede hjul

Højdejustering

Aftagelige armstøtter

Afrundede hjørner



ROPOX ERGOBORDE

PASSER TIL NETOP DINE BEHOV

Ergo-serien består af fire varianter, som kan justeres manuelt i højden. De har en vipbar bordplade, som trinvist kan vippe op til 54°, og det gør bordet særligt velegnet for svagsynede og brugere med begrænset rækkevidde. Støttelinealen sørger for, at tingene bliver hvor de skal, også når bordet er vippet.

Man kan bruge armstøtterne til at aflaste underarmene, og hvis man har behov for det, kan de også være med til at støtte kroppen og hjælpe til at holde en god balance, når man sidder ved bordet.

ErgoBordet er et enkelt, højdeindstilleligt kvalitetsbord, der kan bruges af langt de fleste brugere både til træning, undervisning eller arbejde.



ROPOX ErgoBord

- Manuel højdejustering fra 56-90 cm
- Fås i to størrelser (90x60 og 120x60 cm)
- Fås med trinvis vip på hele bordpladen eller venstre/højre sektion vippet i en vinkel op til 54°
- Bredt udvalg af tilbehør



ROPOX ErgoSkrivebord

- Elektrisk højdejustering
- Fås i tre størrelser (160x80, 180x90, 200x90 cm)
- Elektrisk højdejustering fra 60-125 cm

Bredt udvalg af tilbehør til Ropox ErgoBord





ROPOX GRUPPEBORDE

TIL DE ØJEBLIKKE, VI DELER

At samles rundt om et bord med familie, venner eller kollegaer er for mange en helt naturlig del af hverdagen. Vores Gruppeborde er designet til at fungere som et naturligt samlingspunkt, uanset om det er på arbejdet, derhjemme, til træning eller i skolen.

Alle Gruppeborde kan nemt justeres i højden. De er fremstillet af kvalitetsmaterialer, som er nemme at rengøre, og der er masser af benplads under bordene, så de passer til alle brugere – uanset mobilitetsgrad. Hvis man ønsker et moderne og elegant Gruppebord, som også opfylder kravene hos brugere med funktionsnedsættelser, så er der gode muligheder for at finde den rigtige løsning blandt vores brede udvalg.



ROPOX Vision Gruppebord

- Manuel højdejustering
- Afrundede kanter og hjørner
- Glatte overflader og ingen smudsfælder
- Elegante ovalformede ben
- Kan monteres med bremsehjul



ROPOX Ergo Gruppebord

- Manuel højdejustering
- Ingen tværstænger – velegnet til kørestolsbrugere
- Kan monteres med bremsehjul



ROPOX 4Single Complete

- Bordet fås med og uden bordplade
- Manuel eller elektrisk højdejustering
- Sikkerhedsstop giver større tryghed
- Ramme, som passer til alle typer bordplader
- Fås i to højder (55-85 / 65-95 cm)
- Batteriløsning som gør bordet ledningsfri
- Stellet kan fremstilles på speciele mål
- 4Single Complete fås i 165x100 og 200x100 cm



Der kan monteres skuffer og skabe under 4Single bordet.



4Single bordet er velegnet til mange forskellige formål.



Armstøtterne fås til Vision og Ergo Gruppebordene som hjælper brugeren til at slappe af i skuldrene.



ROPOX TRÆNINGSBORDE

EN FØLELSE AF SIKKERHED OG RO

I vores udvalg af Træningsborde findes to forskellige borde: ErgoMulti og Get-Up. De er begge designet med særlige funktioner og egenskaber sammenlignet med almindelige borde, fordi de er udviklet specifikt til træningsformål.

ErgoMulti-bordet er det optimale valg til træningssessioner, hvor brugeren og terapeuten sidder over for hinanden og en tæt kontakt er nødvendig. Det er forsynet med to ergonomiske kurver på bordsiderne, hvilket gør det muligt for to personer at sidde behageligt på hver sin side af bordet. Kørestolsbrugere kan også komme tæt på bordet og få en god siddestilling.

Get-Up-bordet er særligt velegnet til personer med nedsat funktionsevne, fordi den indbyggede personløfter giver ekstra støtte, når en bruger skal have hjælp til at komme op at stå. Bordet kan bruges til træningsformål i ergo- og fysioterapier og kan være med til at aflaste personalet i at hjælpe brugeren.



ROPOX
ErgoMultibord

- Velegnet til træningssituationer
- Ingen tværstænger
- Forskellige udskæringer i bordpladerne gør, at det passer til den enkelte brugers behov
- Manuel højdejustering
- Leveres med bremsehjul



ROPOX
Get-Up-bord

- Mobilt støttebord, som kan løfte og sænke både brugeren og bordet
- Hejs og højdejustering foregår i en bevægelse
- Elektrisk højdejustering
- Aflaster personalet i at hjælpe brugeren
- Underarmsstøtter og håndtag er med til at støtte brugeren



ROPOX GET-UP

Det mobile Get-Up stå-/siddebord yder god støtte og giver mulighed for at brugere med forskellige funktionsnedsættelser kan komme op at stå.

Ergo- og fysioterapeuter bruge tit bordet som træningsudstyr, da personhejs og højdejustering af bordpladen, kan foregå i en bevægelse.



OM ROPOX

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.

Læs mere på www.ropox.dk.



ROPOX BORDE

SMUKKE
HØJDEINDSTILLELIGE
BORDE TILPASSET
INDIVIDUELLE BEHOV



ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG
HØJDEINDSTILLELIGE
KØKKENLØSNINGER



ROPOX BADEVÆRELSE

INNOVATIVE
OG SPÆNDENDE
PRODUKTER I EN SMUK
SAMHØRIGHED



ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE
LØSNINGER I EN
ERGONOMISK
UDFORMNING



ROPOX FLYTBAR VÆGGE

FLEKSIBEL LØSNING HVOR
RUMINDRETNINGEN
LØBENDE KAN OPTIMERES

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife®

NO.1962228-0321