

”Et mobilt skifte/bruseleje
med høj komfort”



ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

ET ELEKTRISK SKIFTE/BRUSELEJE DER GIVER PERSONALET OPTIMALE ARBEJDSFORHOLD OG BRUGERNE EN TRYK OG RAR OPLEVELSE

Høj komfort og hygiejne for både bruger og plejer

Designet sikrer, at brugeren altid ligger behagligt på lamellerne, og at vandet straks løber ned og væk fra karret. Personalet kan nemt rengøre lamellerne og opsamlingskarret efterfølgende. Det er både det mest hygiejniske og det mest praktiske.

De vendbare lameller føles bløde, tempererede og rare mod huden. De er svagt nedadbuget på den ene side, så brugeren ligger trygt og sikkert, når vedkommende skal bades, og vand og sæbe kan let løbe ned i karret og ud. Den anden side buer svagt opad, hvilket gør det nemmere for personalet at vende en bruger under omklædning.

Sikkerhed i fokus

Højden justeres med en håndbetjening, som giver personalet en sund arbejdsstilling og god adgang til lejet. Det gør det også nemmere, når en bruger skal forflyttes over på lejet fra eksempelvis en kørestol. Det mobile bruseleje kan leveres med en batteriløsning, så man kan flytte det uden at tænke over, om kabler eller ledninger kommer i vejen. Det er også muligt at få lejet med centralbremse, så personalet kan låse lejet nemt og hurtigt. Alt i alt er Mobilio bruselejet en fleksibel, behagelig og sikker løsning for både brugerne og personalet.

God transportløsning

Højdejusteringen sikrer, at personalet får en god arbejdshøjde, og at der er færre forflytninger, fordi man med den mobile version, nemt kan flytte en bruger fra for eksempel soveværelset til baderummet. Brugere vil opleve, at bade- og skiftesituationen bliver en tryk og behagelig oplevelse.


ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

MOBILT BRUSELEJE - 146- 210 CM		
<p>inkl. sengeheste V-nr.: 40-31406</p>	<p>inkl. sengeheste V-nr.: 40-31410</p>	<p>inkl. sengeheste V-nr.: 40-31411</p>

- * Lejet højdejusteres nemt med elektrisk håndbetjening.
- * Liggefladen er 18 cm kortere end lejets længde.
- * Det er muligt at montere endegavl på lejet.
- * Hvis det er udstyret med et batteri, kan lejet bruges mens det oplader.

TILBEHØR


Rygstøtte
V-nr.: 40-25031



Endegavl
V-nr.: 40-25038



Batteri
V-nr.: 40-30762




Pude til sengehest
Længde 146 cm V-nr.: 40-25782
Længde 178 cm, 210 cm V-nr.: 40-25783



Nakkestøtte
V-nr.: 40-25090



Centralbrems
Længde 146 cm - V-nr.: 40-30753
Længde 178 cm - V-nr.: 40-30760
Længde 210 cm - V-nr.: 40-30763



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.