



SVAN BIDETTE R3

- ENKELT, RENT OG SUPERMODERNE

SELVHJULPEN VED
TOILETBESØG



Fordi mange som muligt skal kunne bo i eget hjem

I snart 60 år har vi sikret, at mennesker med særlige behov kan bo i eget hjem og opretholde livskvaliteten. At kunne gøre en forskel i folks hverdag giver os drivkraften til at fortsætte med at udvikle nye produkter. Og det gør vi hele tiden.

Fundamentet for vores udviklingsarbejde er de hjemmebesøg, som vores rådgivere foretager hver dag hos brugere over hele landet, og den

uvurderlige viden, som disse møder giver. Den viden tager vi med os, når vi videreudvikler de produkter, som vi sælger i dag, og når vi designer nye.

I denne brochure kan du læse mere om Svan Bidette. Et hjælpemiddel til alle aldre, både i private hjem og institutioner. Hvis du ønsker mere information om noget, er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig gerne.



**CE-MÆRKET IHT.
DIREKTIVET FOR
MEDICINSK UDSTYR**

Derfor vælger brugerne Swan Bidette

Swan Bidette er et let anvendelig og veldesignet bidet-modul til personer, som har brug for hjælp til den personlige hygiejne ved toiletbesøg. Swan Bidette har den unikke fordel, at vandstrålen kommer nedefra, med en svingende bevægelse, hvilket garanterer skånsom og effektiv rengøring til både mænd,

kvinder og børn. Swan Bidette monteres direkte på det eksisterende toilet og er derefter meget let at bruge og holde rent.



100 % ren

Den rengørende vandstråle kommer nedefra, hvilket betyder, at du bliver 100 % ren. Fungerer lige godt til mænd, kvinder og børn.



Nem at anvende

Let og pædagogisk at anvende takket være gennemtænkt håndkontrol.



Indstillingsmuligheder

Hvis behovet opstår, kan Swan Bidette let tilpasses brugerens behov og forudsætninger.



Let at holde ren

Swan Bidette er meget nem at holde ren. Brusedyesen er beskyttet under toiletsædet, når den ikke er i brug, og rengøres automatisk før og efter brug. Dele kan skilles ad ved ekstra rengøring.



Fordele ved Swan Bidette

- Høj belastningsevne, maksimalt 380 kg.
- Let at kombinere med andre produkter, eksempelvis mobil brusestol, Swan Lift og Balance.
- Kan monteres uden huller. En særlig monteringsplade kan bestilles. Med denne behøver man ikke at skrue i flisebelagte vægge.
- Stærk beskyttelse ved sidebevægelse.
- Diskret og tiltalende design.
- Med aktiveringssensoren tilsluttet fungerer Swan Bidette kun, når nogen sidder ned.
- Brusedyesen rengøres automatisk før og efter brug.
- Med et par enkle indstillinger kan alle bruge Swan Bidette, også personer med kognitive funktionsnedsættelser.



Bidette R3


Automatisk Svan Bidette med tørrefunktion

Vores automatiske Svan Bidette R3 er en gennemtænkt og meget brugervenlig løsning til personer, der har brug for et hjælpemiddel til at blive rene og tørre efter et toiletbesøg. Svan Bidette R3 er udstyret med en vaske- og tørrefunktion, der kan justeres efter behov. Svan Bidette styres af en brugervenlig håndkontrol.

Sådan fungerer Svan Bidette R3



1. Skyller koldt vand væk



2. Bruser rent



3. Tørre tørt




Svan Bidette R3:
Varenr.: 35-03000
HMI no.: 70826


Svan Bidette R3
med armlæn:
Varenr.: 35-03001
HMI no.: 85015

- Inkluderet i Svan Bidette R3:
- ▶ Sæde, 65 mm høj. Maksimal belastning 380 kg.
 - ▶ Brusearm.
 - ▶ Termostatbaseret blandingsbatteri med vandslange.
 - ▶ Ventilatorhus R3 med luftslange.
 - ▶ Håndkontrol Trippel.
 - ▶ Aktiveringssensor

- Kontrolmuligheder:
- ▶ Håndkontrol Trippel (standard), fungerer godt selv for svagtseende.
 - ▶ Håndkontrol Single, angives ved bestilling (Single kan også bruges som fodpedal).



Trippel singel



- Kan kombineres med:
- ▶ Mobil brusestol.
 - ▶ Svan Lift.
 - ▶ Balance.
 - ▶ Gripo Støttestang.

UDVALGT TILBEHØR



Maks. belastning
75 kg/armlæn

ARMLÆN

– foldbare

VARENr. 35-03034
Indvendige mål 490 mm
Udvendige mål 600 mm
Højde over sædet 230 mm



Maks. belastning
65 kg/armlæn

ARMLÆN

– separat monteret
– foldbare

VARENr. 35-00041
Indvendige mål 510 mm
Udvendige mål 610 mm
Højde over sædet 230 mm



HYGIEJNESÆDE

VARENr.: 35-03035

Let og hurtig rengøring af sædet, forlænger også stænkskærmen.



MONTERINGSPLADE

VARENr.: 35-03044

Til skrueløs montering af kontrolboks på flisevæg. Mål 170×390 mm

SVAN BIDETTE R3 MED HÅNDKONTROL
TRIPPEL OG TILBEHØR ARMLÆN



RYGSTØTTE
VARENR. 35-00046
H. 390 mm
B. 320 mm
D. 30 mm



HULFORMINDSKER
– til Svan Bidette
VARENR. 35-03023
B. 155 mm, L. 260 mm



BLØDT SÆDE
BLÅ: VARENR. 35-00040
HVID: VARENR. 35-00039
Indvendige mål B. 210 mm
Indvendige mål L. 245 mm



HÅNDKONTROL
VARENR. 35-03027



HYGIEJNESÆDE
VARENR. 35-03035
Let og hurtig rengøring af sædet, forlænger stænkskærmen.



BLØDT SÆDE
VARENR. 35-03031
Det bløde sæde er tilpasset til brug sammen med vores hygiejnesæde.



FODKONTAKT
– til Svan Bidette
VARENR. 35-03029
Knap: Ø60 mm, H.25 mm
Gulvflise: Ø 90mm
Ledningslængde: 2 meter.

Fodkontakten er et alternativ til håndkontrol. Skal placeres på gulvet. Stikket tilsluttes stikkontakten til håndkontrollen ved kontrolboksen.



MONTERINGSPLADE
VARENR. 35-03044
Mål 170 x 390 mm

For at undgå at bore huller og beskadige fliser og våde lag i badeværelser kan blandingsbatteri og ventilator monteres på en monteringsplade, der er fastgjort til væggen med dobbeltsidet tape.

Kombinationer og tilpasninger

Alle Svan Cares produkter er udviklet, så de skal kunne tilpasses og kombineres, og brugeren får præcis det hjælpemiddel, der er behov for.



Svan Bidette R3 kombineret med mobil brusestol. Takket være brusestrålen, der rammer nedefra, er det meget let at bruge en mobil brusestol over Svan Bidette R3. Ingen slanger eller koblinger skal flyttes eller løsnes.



Svan Bidette R3 kombineret med Lift. Suppleret med tilpasningsindsats. Hvis sædepladen på liften har 4 huller art.nr. 11 248, og hvis den har 2 huller art.nr. 11 279.



Svan Bidette R3 kombineret med Balance.

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt

Direkte fra os

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt og de tilbehørsprodukter, du eventuelt har behov for. Du kan kontakte os på telefon +45 55 75 05 00.

Du kan også kontakte en af vores sælgere eller rådgivere, du finder deres kontaktoplysninger under Kontakt på vores hjemmeside: www.ropox.dk

Via din ergoterapeut

Din ergoterapeut kan hjælpe dig med at beslutte, hvilket produkt og tilbehør der er bedst for dig.

Vi bygger fremtidens badeværelser

Se mere af vores sortiment på www.ropox.dk



SVAN BIDETTE R3
Bidetmodul til toiletet med vaske- og tørrefunktion



SVAN LIFT
Toiletsædeløfter



GRIPO
Støttestang til hjælp, når brugeren skal rejse sig



BALANCE
Flexibelt system til toiletet, som giver ekstra støtte til børn og voksne



ROPOX QUICK HÅNDVASK
Vasken skydes ud fra væggen og sænkes 14 cm



ROPOX TOILETSTØTTER
Vægmonterede, opklappelige og kan højde justeres

OM ROPOX

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.

Læs mere på www.ropox.dk.



ROPOX BORDE

SMUKKE
HØJDEINDSTILLELIGE
BORDE TILPASSET
INDIVIDUELLE BEHOV



ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG
HØJDEINDSTILLELIGE
KØKKENLØSNINGER



ROPOX BADEVÆRELSE

INNOVATIVE
OG SPÆNDENDE
PRODUKTER I EN SMUK
SAMHØRIGHED



ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE
LØSNINGER I EN
ERGONOMISK
UDFORMNING

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF **AddLife**