



SVAN LIFT

- HJÆLPER DIG HELE VEJEN OP

SELVHJULPEN VED
TOILETBESØG



Fordi så mange som muligt skal kunne bo i eget hjem

I snart 60 år har vi sikret, at mennesker med særlige behov kan bo i eget hjem og opretholde livskvaliteten. At kunne gøre en forskel i folks hverdag giver os drivkraften til at fortsætte med at udvikle nye produkter. Og det gør vi hele tiden.

Fundamentet for vores udviklingsarbejde er de hjemmebesøg, som vores rådgivere foretager hver dag hos brugere over hele landet, og den uvurderlige viden, som disse møder giver.

Den viden tager vi med os, når vi videreudvikler de produkter, som vi sælger i dag, og når vi designer nye.

I denne brochure kan du læse mere om Svan Lift. Et hjælpemiddel til alle, der har brug for hjælp, når de skal til og fra toiletsædet. Hvis du ønsker mere information om noget, er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig gerne.



Svan Lift – sikker bevægelse til og fra toiletsædet

Vores Svan Lift er et populært hjælpemiddel til personer, der har brug for hjælp, når de skal til og fra toiletsædet. Svan Lift er batteridrevet, og sædet kan bruges i både vandrette og skråtstillet position - 8 graders hældning, hvilket giver sikker støtte fra siddende til stående position, samt når du forflytter dig mellem en kørestol og et toiletsæde. Med et enkelt tryk justeres liften til den ønskede højde. Takket være det

høje justeringsinterval er støtten god og sikker hele vejen op. Svan Lift er let at installere og vedligeholde, materialevalget er tilpasset badeværelsesmiljøer. Svan Lift fungerer godt sammen med Svan Bidette.

Svan Lift findes i to modeller: Gulvmodel og vægmonteret model. Se næste opslag.

Fra siddende til stående

Når Svan Lift er i sin laveste position, er sædet vandret. Når man rejser sig kan sædet indstilles, så det hælder lidt fremad. Vejen op til stående position bliver derefter behageligt fleksibel for kroppen samtidig med, at brugeren altid har gulvkontakt. På samme måde bruges Svan Lift, når brugeren skal gå fra stående til siddende.



Fra og til kørestol

Sædet sættes i vandret stilling. Derefter hæver eller sænker brugeren sædet til den højde, der gør bevægelsen mest behagelig og let.

Derfor vælger brugerne Svan Lift

- Den store løftehøjde (95 cm) giver støtte hele vejen op til stående position, selv for høje mennesker.
- Svan Lift kan bruges i både vandret og skråtstillet position.
- Løfter op til 160 kg.
- Opklappelig armlæn.
- Enkel at installere.
- Let at rengøre.
- Godt design.
- Batteridrevet.
- Sædet kan vinkles 8 grader.
- Kan kombineres med Svan Bidette.



Svan Lift gulvmodel
Varenr.: 35-02000 / HMI no.: 72669

Gulvmodel der placeres direkte på badeværelsesgulvet. Svan Lift fastgøres med beslag på toiletet.




Svan Lift væghængt model
Varenr.: 35-02001 / HMI no.: 109398

Væghængt model, fastgøres med vægbeslag til badeværelsesvæggen. Dette frigør gulvplads, der f.eks. kan være nødvendigt til en kørestol.



Teknisk info:

- Maks. løftekapacitet – 160 kg
- Maks. løftehøjde over gulvet – 950 mm
- Totalvægt – 31 kg
- Driftsspænding - 24 VDC (batteri)



Kombinationer og tilpasninger

Alle Svan Cares produkter er udviklet, så de skal kunne tilpasses og kombineres, og brugeren får præcis det hjælpemiddel, der er behov for.



SVAN BIDETTE R3 KOMBINERET
MED SVAN LIFT.

Svan Bidette R3.
Varenr.: 35-03001 / HMI no.: 85015

FODKONTAKT TIL SVAN LIFT

Varenr.: 35-03028

Anvendelse: Kontaktpladen er forbundet til stikkontakten til håndkontrol. Den ene kontakt på pladen bruges til at hæve sædet på Svan Lift, og den anden til at sænke sædet.

Størrelse: Pladen er 291x190 cm. Tydelig markering/pil op og ned, indgraveret i pladen. Højden på knapperne er 25 mm. Undersiden, der hviler mod gulvet, er skridsikker.



TILBEHØR



BLØDT SÆDE

VARENr.: 35-03031
HMI NO.: 123087
Indvendige mål B. 210 mm
Indvendige mål L. 245 mm



HULFORMINDSKER

– mellem, vandret.
VARENr. 35-00025
B. 170 mm
L. 262 mm



TOILETRULLE- HOLDER

– til Svan Lift

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt

Direkte fra os

Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt og de tilbehørsprodukter, du eventuelt har behov for. Du kan kontakte os på telefon +45 55 75 05 00.

Du kan også kontakte en af vores sælgere eller rådgivere, du finder deres kontaktoplysninger under Kontakt på vores hjemmeside: www.ropox.dk

Via din ergoterapeut

Din ergoterapeut kan hjælpe dig med at beslutte, hvilket produkt og tilbehør der er bedst for dig.

Vi bygger fremtidens badeværelser

Se mere af vores sortiment på www.ropox.dk



SVAN BIDETTE R3
Bidetmodul til toiletet med vaske- og tørrefunktion



SVAN LIFT
Toiletsædeløfter



GRIP0
Støttestang til hjælp, når brugeren vil rejse sig



BALANCE
Flexibelt system til toiletet, som giver ekstra støtte til børn og voksne



ROPOX QUICK HÅNDVASK
Vasken skydes ud fra væggen og sænkes 14 cm



ROPOX TOILETSTØTTER
Vægmonterede, opklappelige og kan højde justeres

OM ROPOX

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.

Læs mere på www.ropox.dk.



ROPOX BORDE

SMUKKE
HØJDEINDSTILLELIGE
BORDE TILPASSET
INDIVIDUELLE BEHOV



ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG
HØJDEINDSTILLELIGE
KØKKENLØSNINGER



ROPOX BADEVÆRELSE

INNOVATIVE
OG SPÆNDENDE
PRODUKTER I EN SMUK
SAMHØRIGHED



ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE
LØSNINGER I EN
ERGONOMISK
UDFORMNING

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife®