



”Et mobilt skifteleje giver større fleksibilitet”

ROPOX MOBILIO SKIFTELEJE

FRITSTÅENDE OG STABILT

Ropox Mobilio skifteleje er mobilt og med bremsehjul. Dette sikrer at skiftelejet kan stå stabilt (fast) og er nemt at flytte, hvis der er behov for dette. Kan også fås med centralbremse, der låser alle hjul på én gang.

Skiftelejet kan tilsluttes en almindelig stikkontakt med en tre meter lang ledning for elektrisk højdeindstilling. Højden indstilles trinløst fra 52-92 cm ved hjælp af håndbetjening med spiralledning.

Det er muligt at tilkøbe batteri.

Ropox Mobilio skifteleje fås i fem modeller med sengehest på begge sider og med madras tilpasset puslebordet.

Madrasen har en rengøringsvenlig overflade der desuden er vendbar.



ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS






- A PART OF AddLife®

ROPOX MOBILIO SKIFTELEJE

Højde justering: 40 cm (52-92 cm)


Max. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016
Max. brugervægt 200 kg

VARIANT/MODEL


MOBILT SKIFTELEJE				
				
120x70 cm V-nr.: 40-30404	140x70 cm V-nr.: 40-30406	160x70 cm V-nr.: 40-30408	180x70 cm V-nr.: 40-30410	190x70 cm V-nr.: 40-30411

TILBEHØR


Madras - tykkelse 3 cm
Længde 120 cm V-nr.: 40-25760
Længde 140 cm V-nr.: 40-25795
Længde 160 cm V-nr.: 40-25796
Længde 180 cm V-nr.: 40-25764
Længde 180 cm V-nr.: 40-25765




Sengehest
Længde 120/140 cm V-nr.: 40-30196
Længde 160/180/190 cm V-nr.: 40-30197




Pude til sengehest
Længde 120/140 cm V-nr.: 40-25782
Længde 160/180/190 cm V-nr.: 40-25783



Centrallås til bremsehjul
Længde 120/140 cm V-nr.: 40-30765
Længde 160/180/190 cm V-nr.: 40-30764



Batteri
V-nr.: 40-30762



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark · Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife

No. DK_1962414_0123