

”Den ergonomisk rigtige
arbejdshøjde”



ROPOX VARIO SKIFTELEJE

PLADSBESPARENDE SKIFTELEJE

Ropox Vario skiftelejet monteres på væggen.

Højden indstilles trinløst fra 30-100 cm ved hjælp af håndbetjeningen med spiralledning.

Når skiftelejet ikke er i brug, kan bordpladen/lejet klappes op og låses i lodret stilling, så den optager meget lidt plads i rummet.

For at betjene sengehesten trækkes der i udløser under bordpladen for at frigøre låsemekanismen.

Op- og nedklapning af bordpladen foregår i en dæmpet bevægelse.

Ropox Vario skiftelejer fås i fem modeller inkl. og uden nedklapelig sengehest og madras tilpasset lejet.

Madrasen har en rengøringsvenlig overflade, der gør den nem at rengøre efter brug.



ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS






- A PART OF AddLife






ROPOX VARIO SKIFTELEJE

Højdejustering: 70 cm (30-100 cm)

Max. belastning: Iht. ISO 17966:2016
Max. brugervægt 200 kg

VARIANT/MODEL

| VARIO UDEN SENGEHEST | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 120x70 cm V-nr.: 40-30604 | 140x70 cm V-nr.: 40-30606 | 160x70 cm V-nr.: 40-30608 | 180x70 cm V-nr.: 40-30610 | 190x70 cm V-nr.: 40-30611 |

| VARIO MED SENGEHEST | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 120x70 cm V-nr.: 40-30804 | 140x70 cm V-nr.: 40-30806 | 160x70 cm V-nr.: 40-30808 | 180x70 cm V-nr.: 40-30810 | 190x70 cm V-nr.: 40-30811 |

TILBEHØR

Madras til bordplade (tykkelse 3 cm):

V-nr.: 40-25760 til 120 cm

V-nr.: 40-25795 til 140 cm

V-nr.: 40-25796 til 160 cm



V-nr.: 40-25764 til 180 cm

V-nr.: 40-25765 til 190 cm

Pude til sengehest:

V-nr.: 40-25782 til 120/140 cm

V-nr.: 40-25783 til 160/180/190 cm



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®