

”Når det skal være nemt
at nå håndvasken”



ROPOX SWINGLINE VASK

EN FLEKSIBEL VASK, SOM GØR DET NEMT AT FÅ VASKET HÆNDER

Den svingbare vask er egnet for både siddende og stående brugere. Den kan justeres i højden, og den kan drejes 180°, så man kan trække den hen til hvor brugeren er.

Fordi vasken kan trækkes hen til toilettet, er især gangbesværede brugere glade for den. Det betyder nemlig, at de ikke behøver at rejse sig for at bruge den, men i stedet kan de trygt blive siddende på toilettet og vaske hænder.

For kørestolsbrugere er den svingbare vask også praktisk. Man kan flytte vasken efter behov og fx skubbe vasken over i hjørnet, når man har brug for plads til at vende kørestolen.

Håndvask med løfteunit kan let højdejusteres efter behov. Et enkelt design uden smudsfælder, så det er let at gøre rent.



ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS



— A PART OF AddLife®

ROPOX SWINGLINE VASK

Højdejustering: 15 cm for vask uden Dock-In
20 cm for vask med Dock-In


Max. brugervægt: Testet iht. DS/ISO 17966:2016
Max. brugervægt 245 kg i Dock-In
og 80 kg uden Dock-In





VARIANT/MODEL




VASKE - HØJDEJUSTÉRBAR MED DOCK-IN 	
	
Venstre model V-nr.: 40-40072	Højre model V-nr.: 40-40071

ARMEN SVINGER 180°

VASKEN SVINGER 180°




VASKE - HØJDEJUSTÉRBAR 		TILBEHØR	
			
Synlig installation V-nr.: 40-41130	Skjult installation V-nr.: 40-41140	Håndsving V-nr.: 40-42170	Højdejusterbar Dock-in V-nr.: 40-40069


VASKE - FAST HØJDE 		TILBEHØR
		
Synlig installation V-nr.: 40-41110	Skjult installation V-nr.: 40-41120	Fast højde Dock-in V-nr.: 40-40069

TILBEHØR

Tilbehørskit uden vægbeslag/med vægbeslag
V-nr.: 40-41145/4041150



Tilbehørsbakke
V-nr.: 40-41146



Overløbsprop
V-nr.: 40-40935



Vandlås
V-nr.: 40-41170



Hjælpegreb til armatur
V-nr.: 40-44041



Berøringsfrit armatur
V-nr.: 40-44045



Vær opmærksom på at alle løsdele kan gå i opvaskemaskine/Autoclave.

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®