

”Giver uafhængighed
på badeværelset”



ROPOX TOILETLØFTER

GØR DET LETTERE AT BRUGE TOILETTET UDEN HJÆLP

ROPOX Toiletløfter er en hjælp til at sætte sig og rejse sig fra toilettet. Det er en lille enhed med stor kapacitet og et diskret design, der nemt kan tilpasses individuelle behov.

Den findes i en manuel og en elektrisk version, der har et højdejusteringsinterval på henholdsvis 22 og 25 cm. Den elektriske model betjenes med en trådløs håndbetjening. På den manuelle model justeres højden ved hjælp af et håndsving, der kan demonteres, hvis man ønsker.

Man kan tilvælge specialdesignede, højdejusterbare toiletstøtter, som monteres på siden af unit'en. Det sikrer god plads og adgangsforhold ved forflytninger. De kan monteres eller fjernes enkeltvis, hvis en brugers behov kræver det.

Den bløde overflade med afrundede hjørner gør toiletløfteren nem at rengøre. Det betyder, at det bliver lettere at opretholde et højt hygiejneniveau.







ROPOX TOILETLØFTER

Højdejustering: Elektrisk 25 cm (fra 40-65 cm)
Manual 22 cm (fra 40-62 cm)

Max. belastning: Iht. DS / ISO 17966:2016 er max. brugervægt 400 kg

VARIANT/MODEL

TOILETLØFTER			
			
Elektrisk V-nr.: 40-45027 Gulvafløb	Elektrisk V-nr.: 40-46027 Vægafløb	Manuel V-nr.: 40-45026 Gulvafløb	Manuel V-nr.: 40-46026 Vægafløb

Toiletløfter unit i bundposition: Model Electric/ Manual 115,4x 52,3 x 20,5 cm. Elektrisk: Trådløs betjening kan placeres efter ønske på medfølgende krog. Manuel: Håndtag kan placeres i højre eller venstre side efter ønske. Skyllefunktion 3 eller 6 liter.

TILBEHØR






Højdejusterbare toiletstøtter, Straight Bariatric
V-nr: 40-45015 (66 cm)
V-nr: 40-45016 (86 cm)

Højdejusterbare toiletstøtter, Wave
V-nr: 40-45013 (66 cm)
V-nr: 40-45014 (86 cm)

Højdejusterbare toiletstøtter, Wave Bariatric
V-nr: 40-45018 (86 cm)

Højdejusterbare toiletstøtter, Straight
V-nr: 40-45011 (66 cm)
V-nr: 40-45012 (86 cm)

Clamper til toiletstøtter, hurtig justering
V-nr: 40-45008



Fast betjening
V-nr.: 40-45070



Fast betjening
V-nr.: 40-40912

Toiletrulleholder
V-nr.: 40-40910

Rejse/sætte beslag
V-nr.: 40-40925

Lang rygstøtte
V-nr.: 40-45100

Kort rygstøtte
V-nr.: 40-45101



Vægængt toilet, Kort 56 cm
Smudsafvisende overflade
V-nr: 40-44070

Vægængt toilet, Lang 70 cm
Smudsafvisende overflade
V-nr: 40-44071

Toiletsæde uden låg
V-nr: 40-44074

Toiletsæde med låg
V-nr: 40-44075



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
– A PART OF AddLife®

No. DK_1962401_0123