

NYHED

# SvanCare Lift Easy



## Lift Easy – sikker forflytning til og fra toilettet

**Lift Easy** er et hjælpemiddel til personer, der har brug for hjælp, når de skal til og fra toilettet. Den giver en tryk støtte fra siddende til stående position. Ved hjælp af løftehøjde på 95 cm over gulvet bliver støtten optimal under hele forflytningen. Det aftagelige batteri kan nemt oplades, hvor der er en stikkontakt. Dette betyder, at el i badeværelset ikke behøver at tilpasses.

Udover højdejustering via håndkontrol er der indbyggede knapper på den ene søjle, så en plejer eller pårørende nemt kan hjælpe til ved behov. De flade fødder foran på liften muliggør, at man kan køre tæt på toilettet med sin kørestol eller rollator og nemt forflytte sig til og fra toilettet. Liften er vandtæt, så man skal ikke tage hensyn til evt. vådområde.

### Funktioner

- ▶ Kan bruges til både væghængt og gulvstående toilet, med eller uden cisterne.
- ▶ Løftehøjde (95 cm) giver støtte hele vejen op til stående, selv for dem, der er høje.
- ▶ Liften kan bruges både i flad og vinklet position 8°.
- ▶ Opklappelige armlæn.
- ▶ Armlæn følger med hele vejen op.
- ▶ Nem at installere.
- ▶ Let at rengøre.
- ▶ Aftageligt batteri.
- ▶ Kan kombineres med Svan Bidette R3. (OBS! monterings sæt)
- ▶ Lift er uden toiletsæde.

### Teknisk info

Bredde, højde, dybde:	670x1020x500 mm
Driftsspænding:	24 VDC ( <i>Batteri</i> )
Tæthedsklasse:	IPx6
Maks. løftekapacitet:	200 kg
Maks. løftehøjde over gulv:	950 mm

**Produktet er CE-mærket i henhold til MDR 2017/745**

Nr DK\_1962468\_1024