

”Når det skal være trygt og rart at komme i bad”



ROPOX SKIFTE/BRUSELEJE

BEHAGELIGT, NEMT OG SIKKERT AT BRUGE

Skifte-/bruselejet giver brugeren den bedste komfort og sikkerhed, og hjælperen får den mest optimale arbejdsstilling. Det giver tryghed og tilfredshed for begge parter.

Liggefladen er opdelt i lameller, som kan vendes. Den ene side er svagt nedadbuget, og det gør, at brugeren ligger sikkert og godt i badesituationer. Den anden side er svagt opadbuget, og det gør det nemt at hjælpe brugeren om på siden, når man bruger lejet til omklædning.

Man kan justere lejet i højden med håndbetjeningen, og derfor kan det hurtigt tilpasses en kørestol eller lignende, så man kan forflytte en bruger over på lejet uden hindringer.

Både lameller og opsamlingskarret er lette at rengøre, og når lejet ikke bruges, kan man klappe det op ad væggen, så det ikke optager plads i baderummet.









ROPOX BRUSELEJE


Højdejustering: 70 cm (30-100 cm) over gulv

Max. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016 er max. brugervægt 220 kg

VARIANT/MODEL

SKIFT-/BRUSELEJE - 146 CM		SKIFT-/BRUSELEJE - 178 CM	
			
uden rygstøtte V-nr.: 40-25023	Med rygstøtte V-nr.: 40-25073	uden rygstøtte V-nr.: 40-25026	Med rygstøtte V-nr.: 40-25076

SKIFT-/BRUSELEJE - 210 CM	
	
uden rygstøtte V-nr.: 40-25029	Med rygstøtte V-nr.: 40-25079



Lejet kan klappes op, så det ikke optager unødigt plads i rummet.


Skifte-/bruselejet højdejusteres nemt med den elektrisk håndbetjening som følger med.

Liggefladen er 18 cm kortere end lejets længde.


Det er muligt at montere endegavl og sengehest på skifte-/bruselejet. Sengehesten er gennemsigtig og virker afskærmende for vandet.

TILBEHØR


Rygstøtte
V-nr.: 40-25031




Endegavl
V-nr.: 40-25038



Sengehest
V-nr.: 40-25036



Nakkestøtte
V-nr.: 40-25090



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.